




INVISIA




Shower Bench

INV-WSSB
(DC146)



invisiacollection.com




1




2




3



4




5




6




1




2




3





4





D



MAX
500lbs
227kg



E



English

OVERVIEW

Thank you for choosing the Invisia Shower Bench. Please read and understand the instructions in this manual; keep manual for future reference. It is your responsibility to see that your Invisia Shower Bench is properly assembled, installed, and cared for. Failure to follow instructions in this manual could result in serious injury or death. If you are not equipped to undertake the outlined work, we would recommend that you have your Invisia Shower Bench installed by a qualified contractor.

The Invisia Shower Bench is a high quality, commercial grade shower seat. The Invisia Shower Bench is intended to provide shower seating support for people with reduced mobility. The maximum user weight for this product is 500lbs / 227kgs. Note: Product is not intended to support full body weight (i.e. do not stand on the bench). The Invisia Shower Bench is not to be used in any other way than described above.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Products are covered by a limited lifetime warranty against defects in materials and workmanship for the original purchaser. Warranty excludes products that have been damaged through misuse, accidental damage, alteration, normal wear and tear, wood material and stain, or the use of corrosive or abrasive cleaning products.

Buyer hereby indemnifies, agrees to hold harmless and defend HealthCraft Products Inc. from and against any and all liabilities, claims, (founded and unfounded), losses, damages, costs and expenses (including without limitation consequential damages and reasonable professional fees) resulting from buyers specification, application, or improper use of goods described herein; buyers omission or neglect. HealthCraft Products Inc. does not assume any liability for damage resulting from services performed by others or faulty installation, misuse or misapplication of goods sold by HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. shall not be liable for prospective profits or special, indirect, or consequential damages, or for the cost of any corrective work done without HealthCraft Products Inc. prior approval. HealthCraft Products Inc. total liability hereunder shall in no event exceed the purchase price of the goods specified hereon. Specifications subject to change without notice.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



DELIVERY CONTENTS / SHOWER BENCH

FIGURE A.

1. Wood Panel with Barrel Nuts (x2)
2. Support Leg with Friction Feet (x2)
3. 1/4-20 x .75" Screw, S/S (x12)
4. #12 Lock Washer, S/S (x12)
5. 5/32" Hex Key

INSTALLATION WARNINGS

FIGURE B.

1. Shower Bench is intended to be used as a sitting surface only (i.e. downward vertical force only).
2. CAUTION - Do not exert sideward forces on the bench.
3. CAUTION - Do not use bench for more than 1 person at a time.
4. CAUTION - Do not use bench for purposes other than sitting (i.e. do not stand on the bench).
5. CAUTION - Do not use bench on uneven surfaces that may cause the seat to be unstable.
6. CAUTION - Seat and bathtub are slippery when wet.

ASSEMBLY

FIGURE C.

1. Ensure threaded holes in barrel nuts are aligned with holes in the wood. Use slot drive screwdriver to turn barrel nut if required.
2. Align the plate of the support legs with the holes in the wood.
3. Thread screw and washer to the barrel nut. Tighten to secure (x12). CAUTION: Do not overtighten screw - excessive force can crack wood.
4. Flip Shower Bench upright. Inspect hardware regularly, and tighten if required.

TECHNICAL DATA

See Figure D.

PRODUCT USAGE

See Figure E.

Français

APERÇU

Nous vous remercions d'avoir opté pour le Banc de douche Invisia. Veuillez lire et vous familiariser avec les instructions du présent manuel; veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure. Il vous incombe de veiller à ce que le Banc de douche Invisia est correctement assemblé, installé et entretenu. Le défaut d'observer les instructions contenues dans le présent manuel pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. Si vous ne disposez pas de l'équipement nécessaire pour effectuer le travail décrit, nous vous conseillons de recourir à un entrepreneur compétent pour l'installation.

Le Banc de douche Invisia est un banc de douche d'une grande qualité commerciale. Le Banc de douche Invisia est destiné à offrir un soutien en position assise sous la douche pour les personnes à mobilité réduite. Le poids maximal de l'utilisateur pour ce produit est de 227 kg/500 lb. Remarque : Le produit n'est pas destiné à soutenir entièrement le poids corporel (c.-à-d. qu'il ne faut pas s'y tenir debout). Le Banc de douche Invisia ne doit pas être utilisé autrement qu'il est décrit ci-dessus.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Les produits sont protégés par une garantie à vie contre les défauts, pièces et main-d'œuvre, pour l'acheteur initial. La garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés en raison d'un abus, d'un dommage accidentel, d'une modification, d'une usure normale, non plus qu'elle s'applique aux matériaux en bois ou aux taches, ou suite à l'utilisation de produits d'entretien abrasifs et corrosifs.

L'acheteur, par la présente, indemnise, accepte de garantir et de défendre HealthCraft Products inc. à l'égard de toutes responsabilités, réclamations (fondées et non fondées), pertes, dommages, coûts et dépenses (y compris, mais sans s'y limiter, des dommages consécutifs et des honoraires professionnels raisonnables) résultant de la spécification des acheteurs, une application ou une mauvaise utilisation des produits décrits ici; l'omission ou la négligence des acheteurs. HealthCraft Products inc. décline toute responsabilité pour les dommages résultant de services rendus par d'autres parties ou suite une installation défectueuse, une mauvaise utilisation ou une mauvaise application des marchandises vendues par HealthCraft Products inc. HealthCraft Products inc. ne sera pas responsable pour les bénéfices potentiels ou dommages spéciaux, indirects ou consécutifs, ou pour le coût des travaux correctifs réalisés sans l'approbation préalable de HealthCraft Products inc. La responsabilité totale de HealthCraft Products inc. en vertu des présentes ne doit en aucun cas excéder le prix d'achat des marchandises, tel que précisé aux présentes. Les caractéristiques peuvent faire l'objet de à changement sans préavis.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



CONTENU À LA LIVRAISON – BANC DE DOUCHE FIGURE A.

1. Panneau en bois avec écrous à manchon (x2)
2. Pied en caoutchouc (x2)
3. Vis ¼-20 x .74 po, S/S (x12)
4. Rondelle de blocage #12, S/S (x12)
5. Clé hexagonale 5/32 po

AVERTISSEMENTS LORS DE L'INSTALLATION FIGURE B.

1. Le Banc de douche est conçu pour reposer uniquement sur une surface plane (c.-à-d. uniquement sur une force verticale descendante).
2. ATTENTION – Ne pas exercer une pression latérale sur le banc.
3. ATTENTION – Le banc ne doit pas être utilisé par plus d'une personne à la fois.
4. ATTENTION – Ne pas utiliser le banc à d'autres fins que celle de s'asseoir (c.-à-d. ne pas s'y tenir debout).
5. ATTENTION – Ne pas utiliser le banc sur des surfaces inégales qui pourraient causer l'instabilité du banc.
6. ATTENTION – Le siège et la baignoire sont glissants lorsque mouillés.

INSTALLATION FIGURE C

1. Assurez-vous que les trous filetés des écrous à manchon sont alignés avec les trous des panneaux en bois. Au besoin, utilisez un tournevis pour tourner les écrous.
2. Alignez la plaque des pieds avec les trous des panneaux.
3. Vissez les vis et les rondelles aux écrous à manchon. Serrez pour sécuriser (x12). ATTENTION: Ne pas trop serrer la vis - une force excessive pourrait fissurer le bois.
4. Remettez le banc à l'endroit. Vérifiez régulièrement la quincaillerie, et resserrez au besoin.

DONNÉES TECHNIQUES

Voir la Figure D.

UTILISATION DU PRODUIT

Voir la Figure E.

GENERAL

Gracias por elegir el asiento para ducha Invisia. Lea y asegúrese de comprender las instrucciones de este manual, y guárdelo para referencia futura. Es su responsabilidad verificar que su asiento para ducha Invisia sea ensamblado, instalado y cuidado correctamente. Si no se siguen las instrucciones de este manual, podrían producirse como resultado lesiones graves o aun la muerte. Si usted no tiene los medios para realizar el trabajo que se describe, recomendamos que haga instalar el asiento para ducha Invisia por un contratista calificado.

El asiento para ducha Invisia es un asiento para la ducha de alta calidad y de categoría comercial. El asiento para ducha Invisia ha sido concebido para ofrecer apoyo a las personas con movilidad reducida cuando se sientan en la ducha. El peso máximo del usuario de este producto es de 500 lb/227 kg. Nota: El producto no está destinado a soportar el peso total del cuerpo (es decir, no se pare sobre el asiento). El asiento para ducha Invisia no debe usarse de ninguna otra forma fuera de lo antes descrito.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos están cubiertos por una garantía limitada de por vida por defectos en los materiales y la mano de obra, en beneficio del comprador original. La garantía excluye productos que hayan sido dañados por uso incorrecto, daño accidental, alteración, desgaste normal, materiales de madera y teñido, o el uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

Por el presente, el comprador mantiene indemne y se manifiesta de acuerdo en liberar y defender a HealthCraft Products Inc. de toda responsabilidad, reclamo (fundado o infundado), pérdida, daño, costo y gasto (incluidos, sin que esto excluya otras posibilidades, los daños derivados y las costas profesionales razonables) que resulte de la especificación, la aplicación o el uso inapropiados de los productos que aquí se describen, como también de toda omisión o negligencia por parte del comprador. HealthCraft Products Inc. no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de los servicios prestados por otros, como tampoco de la instalación defectuosa, del uso incorrecto o de la aplicación incorrecta de los bienes vendidos por HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. no será responsable por los beneficios potenciales o los daños especiales, indirectos o derivados, ni por el costo de ninguna tarea correctiva realizada sin la previa aprobación de HealthCraft Products Inc. La responsabilidad total de HealthCraft Products Inc. en virtud del presente no será superior en ningún caso al precio de compra de los productos aquí especificados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



CONTENIDO ENTREGADO/ ASIENTO PARA DUCHA FIGURA A.

1. Panel de madera con tuercas de barril (x2)
2. Pata de apoyo con patas de fricción (x2)
3. Tornillo de 1/4-20 x 0,75", A/I (x12)
4. Arandela de seguridad #12, A/I (x12)
5. Llave hexagonal de 5/32"

ADVERTENCIAS DE INSTALACIÓN FIGURA B.

1. El asiento para ducha ha sido concebido para ser usado únicamente como superficie para sentarse (es decir, únicamente fuerza vertical hacia abajo).
2. PRECAUCIÓN – No se debe ejercer fuerza sobre el asiento hacia los costados.
3. PRECAUCIÓN – No se debe usar el asiento para más de 1 persona a la vez.
4. PRECAUCIÓN – No usar el asiento para otros fines más que para sentarse (es decir, no se pare sobre el asiento).
5. PRECAUCIÓN – No usar el asiento sobre superficies irregulares que pudieran hacerlo inestable.
6. PRECAUCIÓN – El asiento y la tina son resbaladizos cuando están húmedos.

ENSEMBLADO FIGURA C.

1. Asegúrese de que los orificios roscados de las tuercas de barril estén alineados con los orificios de la madera. Si es necesario, utilice un destornillador de ranura para hacer girar las tuercas.
2. Alinee la placa de las patas de apoyo con los orificios de la madera.
3. Enrosque cada tornillo y arandela a la tuerca de barril. Ajuste para asegurar (x12). PRECAUCIÓN: No ajuste demasiado los tornillos: el exceso de fuerza puede rajar la madera.
4. Coloque el asiento para ducha en posición vertical. Inspeccione regularmente los accesorios de ferretería, y ajuste si es necesario.

DATOS TÉCNICOS

Consulte la Figura D.

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

Consulte la Figura E.

Svenska

ÖVERSIKT

Tack för att du har valt duschbänken Invisia. Läs och se till att du förstår instruktionerna i denna bruksanvisning och spara sedan bruksanvisningen för framtida bruk. Det är ditt ansvar att se till din Invisia duschbänk monteras, installeras och sköts om på ett korrekt sätt. Underlåtenhet att följa instruktionerna i denna bruksanvisning kan medföra allvarliga skador eller dödsfall. Om du inte är utrustad för att utföra arbetet rekommenderar vi att du låter en behörig hantverkare installera din Invisia duschbänk.

Duschbänken Invisia är en kommersiell duschbänk av hög kvalitet. Duschbänken Invisia är utformad för att ge stöd åt personer med begränsad rörlighet under duschning. Produktens maximala användarvikt är 227 kg. Obs! Produkten är inte avsedd att hålla upp hela kroppsvikten (d.v.s. man ska inte stå på bänken). Duschbänken Invisia ska inte användas på något annat sätt än det som beskrivs ovan.

BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI

Den ursprungliga köparen får en begränsad livstidsgaranti som täcker fel i material och tillverkningen av produkterna. Garantin gäller inte produkter som har skadats till följd av felaktig användning, genom olyckshändelse, modifiering, normalt slitage, kontakt med eller missfärgning från trämaterial, eller användningen av frätande eller slipande rengöringsmedel.

Köparen samtycker härmed till att gottgöra, försvara och hålla HealthCraft Products Inc. skadelösa från alla betalningsskyldigheter, anspråk (med eller utan grund), förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive, men inte begränsat till, följdskador och rimliga arvoden) som uppstår till följd av köparens specifikation, tillämpning eller felaktiga användning av varor som beskrivs häri, samt köparens försummelse eller vårdslöshet. HealthCraft Products Inc. bär inget ansvar för skador som uppstår till följd av tjänster som utförs av tredje part eller felaktig installation, felaktig användning eller tillämpning av varor som säljs av HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. bär inget ansvar för eventuella vinster eller särskilda eller indirekta skador eller följdskador, eller för kostnaden av korrigerande arbeten som utförs utan godkännande från HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. totala betalningsskyldighet ska inte under några omständigheter överstiga inköpspriset för varorna som anges häri. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



Distribueras av Now Boarding AB i Sverige.

LEVERANSINNEHÅLL/DUSCHBÄNK

FIGUR A.

1. Träpanel med mutterhylsor (x2)
2. Stödben med friktionsfötter (x2)
3. Skruv, 1/4–20 x 0,75", S/S (x12)
4. #12 låsbricka, S/S (x12)
5. 5/32" insexnyckel

INSTALLATIONSVARNINGAR

FIGUR B.

1. Duschbänken är endast avsedd att användas som en sittyta (d.v.s. endast vertikal kraft riktad nedåt).
2. VARNING – Applicera inte kraft i sidled på bänken.
3. VARNING – Bänken får inte användas av fler än en person åt gången.
4. VARNING – Använd inte bänken för andra ändamål än att sitta (d.v.s. stå inte på bänken).
5. VARNING – Använd inte bänken på ojämna underlag som kan medföra att bänken blir ostadig.
6. VARNING – Bänken och badkaret blir hala när de är blöta.

MONTERING

FIGUR C.

1. Se till att de gängade hålen i mutterhylsorna är i linje med hålen i träet. Använd en spårmejsel för att vrida mutterhylsan om det behövs.
2. Rikta in stödbenens platta med hålen i träet.
3. Skruva fast skruven och brickan på mutterhylsan. Dra åt (x12). VARNING! Dra inte åt skruven för hård, det kan spräcka träet.
4. Vänd duschbänken så att den står upprätt. Inspektera delarna regelbundet och dra åt om det behövs.

TEKNISKA DATA

Se figur D.

PRODUKTANVÄNDNING

Se figur E.

Dansk

OVERBLIK

Tak fordi du valgte en brusebænk fra Invisia. Du bedes læse og forstå brugervejledningen. Den skal opbevares til fremtidig reference. Det er dit ansvar at sørge for, at din brusebænk fra Invisia er ordentligt samlet, installeret og vedligeholdt. Manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugervejledning kan resultere i alvorlig skade eller død. Hvis du ikke besidder de nødvendige færdigheder til at udføre det pågældende arbejde, anbefaler vi, at du får en kvalificeret leverandør til at installere den for dig.

Brusebænken fra Invisia er et professionelt brusesæde i høj kvalitet. Brusebænken fra Invisia giver god siddestøtte under bruseren til personer med begrænset bevægelighed. Den maksimale brugervægt for dette produkt er 500 lb / 227 kg. Bemærk: Produktet er ikke beregnet til at understøtte total kropsvægt (dvs. undlad at stå på bænken). Brusebænken fra må ikke anvendes på andre måder end den ovenfor beskrevne.

LEVETIDSGARANTI

Produkterne er omfattet af levetidsgaranti mod materiale- eller fabriksfejl og dækker den oprindelige køber. Garantien dækker ikke produkter, der er beskadiget på grund af forkert brug, hændelig skade, ændringer, normal slitage, træmateriale og overfladebelægning eller brug af ætsende eller slibende rengøringsmidler.

Køberen indvilliger i at holde HealthCraft Products Inc. skadesløs samt godtgøre og forsvare firmaet i tilfælde af erstatningsansvar, erstatningskrav (både begrundede og ubegrundede), tab, skader, omkostninger (herunder, men ikke begrænset til, følgeskader og rimelige honorarer) som følge af køberens specifikation, anvendelsesformål eller forkert anvendelse af produkterne, som beskrevet her, samt køberens forsømmelse eller uagtsomhed. HealthCraft Products Inc. påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes service udført af andre, eller forkert montering, anvendelse eller tilpasning af produkter, som er solgt af HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. påtager sig intet ansvar for tab af mulig indtjening eller dokumenterede, indirekte eller afledte erstatningskrav eller for omkostninger til eventuelt korrigerende arbejde, som udføres uden forudgående godkendelse fra HealthCraft Products Inc. Det samlede erstatningsansvar for HealthCraft Products Inc. kan under ingen omstændigheder overstige købsprisen for produkterne, som er angivet her.

Specifikationerne er med forbehold for ændring uden varsel.

HealthCraft Products Inc.
2790 Fenton Road
Ottawa, Canada
K1T 3T7



Gate 88
Kanalgatan 45B
Skellefteå, Sweden
93123



LEVERINGSINDHOLD / BRUSEBÆNK

FIGUR A.

1. Træpanel med tværbøsninger (x2)
2. Støtteben med skridsikre dupper (x2)
3. 1/4-20 x .75" skrue, S/S (x12)
4. #12 Spændeskive, S/S (x12)
5. 5/32" unbrakonøgle

INSTALLATIONSADVARSLER

FIGUR B.

1. Brusebænken må kun bruges til at sidde på (dvs. nedadrettet, lodret belastning).
2. FORSIGTIG - Undlad at belaste bænken fra siden.
3. FORSIGTIG - Bænken må kun bruges af en person ad gangen.
4. FORSIGTIG - Bænken må kun bruges til at sidde på (dvs. stå ikke på bænken).
5. FORSIGTIG - Bænken må ikke anvendes på ujævne overflader, der kan gøre sædet ustabil.
6. FORSIGTIG - Sæde og badekar er glatte, når de er våde.

SAMLING

FIGUR C.

1. Sørg for, at skruerhullerne i tværbøsningerne er parallelle med hullerne i træet. Brug om nødvendigt en skrueetrækker til at dreje tværbøsningen.
2. Juster pladen på støttebenene med hullerne i træet.
3. Sæt skrue og spændeskive i tværbøsningen. Stram for at sikre den (x12). FORSIGTIG: Undgå at overspænde skruen - overdreven kraft kan få træet til at sprække.
4. Vend brusebænken med sædet opad. Inspicer materialet jævnlige og stram om nødvendigt.

TEKNISKE DATA

Se figur D.

PRODUKTANVENDELSE

Se figur E.