




Smart-Rail™

SRS-S
(DC103 - RevF)

healthcraftproducts.com

WARNING FOR BED SAFETY

WARNING

ENTRAPMENT HAZARD

There is a risk of entrapment associated with all bedside mobility aids. Entrapment occurs when an individual becomes wedged between a bed rail and another object (example: mattress). Entrapment can result in serious injury and death. Read and understand the enclosed Entrapment Prevention Guidelines document. See the additional Entrapment Prevention Guidelines:

www.fda.gov/bedsafety

<https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/furniture-furnishings-and-decorations/adult-bed-rails>


PRIOR TO INSTALLATION, review all of the product specifications and instructions to ensure that it is safe to use with your bed and mattress.

(a) This product is equipped with a permanently attached safety strap to securely install the product to a metal bed frame. NEVER remove this safety strap.

(b) This product is intended to be installed to a metal bed frame. Never use this product without a bedframe. Never use this product on adjustable beds.

(c) PRIOR TO EVERY USE, ensure there is no gap between the product and the side of the mattress. If there is a gap, the product was improperly installed. **Stop using immediately if product shifts from its original position, if product is damaged, broken or missing parts.**


(d) Increase risk of entrapment when using bed rails with a soft mattress. Test mattress by applying 12lbs (5.4kg) of weight on the edge of the mattress. If the mattress can compress by 2" (51cm), do not use this product.



(e) If product is used in a care facility, follow the installations policies of the institutions. If this product does not comply with those policies, do not install this product.

(f) When changing bed linens, always confirm that product is installed correctly as per installation instructions. Re-tighten the safety strap to eliminate a gap between product and side of mattress.

(g) This product is not intended as a physical constraint or barrier to exiting the bed. NEVER leave the pivot rail against the bed.



WARNING

ENTRAPMENT HAZARD

NEVER use product without properly securing it to bed. Incorrect installation can allow product to move away from mattress, bed frame and/or head or foot boards, which can lead to entrapment and death.

WARNING

SUFFOCATION, STRANGULATION, ENTRAPMENT HAZARD

If product is installed incorrectly or moves from its initial position gaps can occur which can entrap and cause fatality. People with Alzheimer's disease, dementia or other neurological conditions, or those who are sedated, confused, or frail, are at increased risk of entrapment, suffocation and strangulation.

- NEVER use unless product is tight against mattress, without gaps, and at least 12-1/2 in. from headboard and footboard.
 - NEVER use with children.
 - NEVER use on toddler, bunk, water, electrical or inflatable beds, or on beds with mattress toppers or soft compressible pads.
 - DO NOT USE if bedside organizer is removed from rail.
- This product is under the jurisdiction of the FDA; to report problems or injuries, call 1-800-332-1088.

WARNING

ENTRAPMENT, STRANGULATION, SUFFOCATION AND FALL HAZARDS

Gaps in and around this product can entrap and kill. People with Alzheimer's disease or dementia, or those who are sedated, confused, or frail, and are at increased risk of entrapment and strangulation. People attempting to climb over this product are at increased risk of injury or death from falls. Always make sure this product is properly secured to bed. If product can move away from bed or mattress, it can lead to entrapment and death.

WARNING

ENTRAPMENT, STRANGULATION, SUFFOCATION AND FALL HAZARDS

If the strap provided is not properly secured the product may move into an unsafe position which increases the danger of entrapment. See instructions for proper use of the straps.

For questions about product safety or installation, or in case of a serious event with this product, contact HealthCraft at 1-888-619-9992 immediately. In addition to contacting the manufacturer directly, consumers should report problems to the CPSC at this website: <https://www.saferproducts.gov/> or call 1-800-638-2772, or to the FDA at 1-800-332-1088.

OVERVIEW

Thank you for choosing the Smart-Rail from HealthCraft. Please read and understand the instructions in this manual; keep manual for future reference. It is your responsibility to see that your Smart-Rail is properly assembled, installed, and cared for. Failure to follow instructions in this manual could result in serious injury or death. If you are not equipped to undertake the outlined work, we would recommend that you have your Smart-Rail installed by a qualified contractor. The Smart-Rail is a bed rail with 2 rails. The fixed rail is to assist with in-bed positioning. The pivot rail swings out to assist with sitting and standing. The Smart-Rail is intended ONLY for moderate vertical load bearing to provide bed positioning, sitting and standing support for people with reduced mobility. The Smart-Rail is installed between the mattress and box spring, and is secured in place with a safety strap. The fixed rail is height adjustable to accommodate the thickness of the mattress. The pivot rail is height adjustable to accommodate the height of the user. The maximum user weight for this product is 300lbs / 136kgs. This product is not intended to support full body weight. The Smart-Rail is not to be used in any other way than described above.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Products are covered by a limited lifetime warranty against defects in materials and workmanship for the original purchaser. Warranty excludes products that have been damaged through misuse, accidental damage, alteration, normal wear and tear, wood material and stain, or the use of corrosive or abrasive cleaning products. Buyer hereby indemnifies, agrees to hold harmless and defend HealthCraft Products Inc. from and against any and all liabilities, claims, (founded and unfounded), losses, damages, costs and expenses (including without limitation consequential damages and reasonable professional fees) resulting from buyers specification, application, or improper use of goods described hereon; buyers omission or neglect. HealthCraft Products Inc. does not assume any liability for damage resulting from services performed by others or faulty installation, misuse or misapplication of goods sold by HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. shall not be liable for prospective profits or special, indirect, or consequential damages, or for the cost of any corrective work done without HealthCraft Products Inc. prior approval. HealthCraft Products Inc. total liability hereunder shall in no event exceed the purchase price of the goods specified hereon. Specifications subject to change without notice. **Manufacturer:** HealthCraft Products Inc. 2790 Fenton Road, Ottawa, Canada, K1T 3T7. © 2024 HealthCraft Products Inc.

DELIVERY CONTENTS / PARTS

FIGURE A.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Handle w/ Bag Assembly (x1) | 8. Extension Leg (x2) |
| 2. Upright Tube (x1) | 9. Plastic Bushing (x2) |
| 3. Upright Tube w/ Collar (x1) | 10. Locking Pin for Handle (x4) |
| 4. Side Tube (x2) | 11. Locking Pin for Legs (x2) |
| 5. Back Tube (x1) | |
| 6. Safety Strap (x1) | |
| 7. Pivot Rail (x1) | |

SAFETY CONSIDERATIONS

FIGURE B.

1. The Smart-Rail is intended to be used when the bed casters are locked.
2. The Smart-Rail is intended for moderate vertical load bearing ONLY.
3. The Smart-Rail is not intended for sideward (lateral) support.
4. The Smart-Rail is not intended to support the full weight of an individual.
5. The Smart-Rail is not intended for children to play or hang onto.
6. The Smart-Rail is not to be used on electric or hospital style beds.
7. The Smart-Rail is not intended as a physical constraint or barrier to exiting the bed. NEVER leave the pivot rail against the bed.
8. The Smart-Rail is intended to be placed as per following: (A) Side of bed rail must be at least 12.5" / 320mm from end of bed (B) Top of bed rail must be at least 4" / 102.5mm above top of mattress (C) Base of crossbar must be at least 3" / 76mm below top of mattress.
9. The fixed rail is intended to be height adjustable to the mattress thickness. Select the appropriate position (P) for the mattress thickness. The pivot rail is intended to be height adjustable to assist with standing.

ASSEMBLY

FIGURE C.

1. Slide side tubes over back tube and engage spring locks.
2. Select side of bed the Smart-Rail will be installed. Slide upright tubes into sides tubes and engage spring locks; ensure the pivot tube is installed closer to the foot of the bed.
3. Slide handle + bag assembly over upright tubes.
4. Set desired height, align holes and install locking pin.
5. P3 ONLY - cover exposed holes with additional locking pins (x2).

INSTALLATION

FIGURE D.

1. While laying in bed, note position of waistline.
2. Slide rail between box spring and mattress, with the pivot tube in line with waistline.
3. Loop the strap between the rail and the angle iron of the bed frame.
4. Tighten strap to pull rail tight against the side of the bed. Ensure no gap between rail and mattress.
5. Install pivot rail into pivot tube.
6. Slide plastic bushings onto ends of pivot rail.
7. Slide extension legs into pivot rail.
8. To set height of pivot rail in the opened position, align holes, puncture through seal, and install locking pins.

TECHNICAL DATA

See Figure E.

PRODUCT USAGE

See Figure F.

AVERTISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ DU LIT

AVERTISSEMENT

RISQUE DE PIÉGEAGE

Il existe un risque de coincement associé à toutes les aides à la mobilité de chevet. Le piégeage se produit lorsqu'une personne se retrouve coincée entre une barrière de lit et un autre objet (exemple : un matelas). Le piégeage peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Lisez et comprenez le document ci-joint sur les directives de prévention du piégeage. Consultez les directives supplémentaires de prévention du piégeage :

www.fda.gov/bedsafety


<https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/furniture-furnishings-and-decorations/adult-bed-rails>

AVANT L'INSTALLATION, examinez toutes les spécifications et instructions du produit pour vous assurer qu'il peut être utilisé en toute sécurité avec votre lit et votre matelas.

(a) Ce produit est équipé d'une sangle de sécurité fixée en permanence pour installer solidement le produit sur un cadre de lit en métal. NE JAMAIS retirer cette sangle de sécurité.

(b) Ce produit est destiné à être installé sur un cadre de lit en métal. N'utilisez jamais ce produit sans cadre de lit. N'utilisez jamais ce produit sur des lits réglables. (c) AVANT CHAQUE UTILISATION, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le produit et le côté du matelas. S'il y a un écart, le produit n'a pas été correctement installé. **Arrêtez immédiatement de l'utiliser si le produit change de sa position d'origine, si le produit est endommagé, cassé ou si des pièces sont manquantes.**


(d) L'utilisation de barrières de lit avec un matelas mou augmente le risque de coincement. Testez le matelas en appliquant 12 lb (5,4 kg) de poids sur le bord du matelas. Si le matelas peut se comprimer de 2" (51 cm), n'utilisez pas ce produit.



(e) Si le produit est utilisé dans un établissement de santé, suivez les politiques d'installation des établissements. Si ce produit n'est pas conforme à ces politiques, n'installez pas ce produit.

(f) Lorsque vous changez les draps, vérifiez toujours que le produit est installé correctement conformément aux instructions d'installation. Resserrez la sangle de sécurité pour éliminer l'espace entre le produit et le côté du matelas.

(g) Ce produit n'est pas destiné à constituer une contrainte physique ou une barrière pour sortir du lit. NE JAMAIS laisser le rail pivotant contre le lit.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE PIÉGEAGE

NE JAMAIS utiliser le produit sans le fixer correctement au lit. Une installation incorrecte peut permettre au produit de s'éloigner du matelas, du cadre de lit et/ou des têtes ou pieds de lit, ce qui peut entraîner un piégeage et la mort.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE SUFFOCATION, D'ÉTRANGLEMENT, DE PIÉGEAGE

Si le produit est mal installé ou se déplace de sa position initiale, des espaces peuvent se produire, ce qui peut se coincer et entraîner la mort. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence ou d'autres troubles neurologiques, ou celles qui sont sous sédation, confuses ou fragiles, courent un risque accru de piégeage, d'étouffement et d'étranglement.

- NE JAMAIS utiliser à moins que le produit soit bien serré contre le matelas, sans espace et à au moins 12 1/2 po de la tête et du pied de lit.
 - NE JAMAIS utiliser avec des enfants.
 - NE JAMAIS utiliser sur des lits pour tout-petits, des lits superposés, à eau, électriques ou gonflables, ni sur des lits avec surmatelas ou coussinets souples et compressibles.
 - NE PAS UTILISER si l'organisateur de chevet est retiré du rail.
- Ce produit est sous la juridiction de la FDA ; pour signaler des problèmes ou des blessures, appelez le 1 800 332-1088.

AVERTISSEMENT

RISQUES DE PIÉGEAGE, D'ÉTRANGLEMENT, DE SUFFOCATION ET DE CHÛTE

Les espaces dans et autour de ce produit peuvent piéger et tuer. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence, ou celles qui sont sous sédation, confuses ou fragiles et courent un risque accru de piégeage et d'étranglement. Les personnes qui tentent de grimper sur ce produit courent un risque accru de blessures ou de décès par chute. Assurez-vous toujours que ce produit est correctement fixé au lit. Si le produit peut s'éloigner du lit ou du matelas, cela peut entraîner son piégeage et la mort.

AVERTISSEMENT

RISQUES DE PIÉGEAGE, D'ÉTRANGLEMENT, DE SUFFOCATION ET DE CHÛTE

Si la sangle fournie n'est pas correctement fixée, le produit peut se déplacer dans une position dangereuse, ce qui augmente le risque de piégeage. Voir les instructions pour une utilisation correcte des sangles.

Pour toute question sur la sécurité ou l'installation du produit, ou en cas d'événement grave avec ce produit, contactez immédiatement HealthCraft au 1-888-619-9992. En plus de contacter directement le fabricant, les consommateurs doivent signaler les problèmes à la CPSC sur ce site Web : <https://www.saferproducts.gov/> ou appeler le 1-800-638-2772, ou à la FDA au 1-800-332-1088.

APERÇU

Nous vous remercions d’avoir opté pour le Smart-Rail de HealthCraft. Veuillez lire et comprendre les instructions du présent manuel; conservez-le pour référence ultérieure. Il est de votre ressort de vous assurer que votre Smart-Rail est correctement assemblée, installée et entretenue. À défaut d’observer les instructions du présent manuel, des blessures graves voire la mort pourraient en résulter. Si vous n’avez pas l’équipement pour entreprendre le travail décrit, nous vous conseillons de faire appel à un entrepreneur compétent pour l’installation de le Smart-Rail. Le Smart-Rail est une barrière de lit dotée de 2 barrières. Le rail fixe sert à faciliter le positionnement dans le lit. Le rail pivotant pivote pour faciliter la position assise et debout. Le Smart-Rail est destiné UNIQUEMENT à supporter une charge verticale modérée afin de fournir un positionnement au lit, un soutien assis et debout aux personnes à mobilité réduite. Le Smart-Rail est installé entre le matelas et le sommier et est fixé en place avec une sangle de sécurité. Le rail fixe est réglable en hauteur pour s’adapter à l’épaisseur du matelas. Le rail pivotant est réglable en hauteur pour s’adapter à la taille de l’utilisateur. Le poids maximum de l’utilisateur pour ce produit est de 300 lb/136 kg. Ce produit n’est pas destiné à supporter tout le poids du corps. Le Smart-Rail ne doit pas être utilisé d’une autre manière que celle décrite ci-dessus.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Les produits sont protégés par une garantie à vie contre les défauts, pièces et main-d’œuvre, pour l’acheteur initial. La garantie ne s’applique pas aux produits qui ont été endommagés en raison d’un abus, d’un dommage accidentel, d’une modification, d’une usure normale, non plus qu’elle s’applique aux matériaux en bois ou aux taches, ou suite à l’utilisation de produits d’entretien abrasifs et corrosifs. L’acheteur, par la présente, indemnise, accepte de garantir et de défendre HealthCraft Products inc. à l’égard de toutes responsabilités, réclamations (fondées et non fondées), pertes, dommages, coûts et dépenses (y compris, mais sans s’y limiter, des dommages consécutifs et des honoraires professionnels raisonnables) résultant de la spécification des acheteurs, une application ou une mauvaise utilisation des produits décrits ici; l’omission ou la négligence des acheteurs. HealthCraft Products inc. décline toute responsabilité pour les dommages résultant de services rendus par d’autres parties ou suite une installation défectueuse, une mauvaise utilisation ou une mauvaise application des marchandises vendues par HealthCraft Products inc. HealthCraft Products inc. ne sera pas responsable pour les bénéfices potentiels ou dommages spéciaux, indirects ou consécutifs, ou pour le coût des travaux correctifs réalisés sans l’approbation préalable de HealthCraft Products inc. La responsabilité totale de HealthCraft Products inc. en vertu des présentes ne doit en aucun cas excéder le prix d’achat des marchandises, tel que précisé aux présentes. Les caractéristiques peuvent faire l’objet de à changement sans préavis. Fabricant: HealthCraft Products Inc. 2790 Fenton Road, Ottawa, Canada, K1T 3T7. © 2024 HealthCraft Products Inc.

LIVRAISON PIÈCES/CONTENU

FIGURE A.

1. Poignée avec sac (x1)

2. Tube vertical (x1)

3. Tube vertical avec collier (x1)

4. Tube latéral (x2)

5. Tube arrière (x1)

6. Sangle de sécurité (x1)

7. Rail pivotant (x1)
8. Pied d’extension (x2)

9. Bagues en plastique (x2)

10. Goupille de verrouillage pour poignée (x4)

11. Goupille de verrouillage pour les pieds (x2)

SÉCURITÉ

FIGURE B.

1. Le Smart-Rail est destinée à être utilisée lorsque les roulettes du lit sont verrouillées.

2. Le Smart-Rail est conçue UNIQUEMENT pour une charge verticale modérée.

3. Le Smart-Rail n’est pas conçue pour un support d’appui (latéral).

4. Le Smart-Rail n’est pas conçue pour soutenir le poids total de la personne.

5. Le Smart-Rail n’est pas conçue comme jeu pour enfants; les enfants ne doivent pas s’y suspendre.

6. Le Smart-Rail ne doit pas être utilisée avec un lit électrique ou d’hôpital.

7. Le Smart-Rail n’est pas conçu comme une contrainte physique ou une barrière pour sortir du lit. NE JAMAIS laisser le rail pivotant contre le lit.

8. Le Smart-Rail doit être installé comme suit: (A) Le côté de la barrière de lit doit être à au moins 12,5" / 320 mm de la tête du lit (B) Le haut de la barrière de lit doit être à un minimum 4" / 102,5 mm au-dessus du haut. du matelas (C) La base de la barre transversale doit être à un minimum de 3" / 76 mm sous le dessus du matelas.

9. Le rail fixe est destiné à être réglable en hauteur en fonction de l’épaisseur du matelas. Sélectionnez la position (P) appropriée à l’épaisseur du matelas. Le rail pivotant est destiné à être réglable en hauteur pour faciliter la position debout.

ASSEMBLAGE

FIGURE C.

1. Faire glisser les tubes latéraux dans le tube arrière et insérer dans les dispositifs de blocage (CLICK).

2. Faire glisser les tubes supérieurs dans les tubes latéraux et insérer dans les dispositifs de blocage (CLICK); assurez-vous que le tube pivotant est installé plus près du pied du lit.

3. Faire glisser la poignée dans les tubes supérieurs.

4. Régler à la hauteur souhaitée, aligner les trous et insérer la goupille de sécurité.

5. P3 UNIQUEMENT - couvrez les trous exposés avec des goupilles de verrouillage supplémentaires (x2).

INSTALLATION

FIGURE D.

1. En position couchée dans le lit, prendre note de la position de la taille.

2. Faire glisser la rampe entre le matelas et le sommier, en alignant à la position de la taille, avec le tube pivot aligné avec la taille.

3. Faire une boucle avec la sangle entre la rampe et la cornière métallique de la base de lit.

4. Serrer la sangle pour serrer la rampe contre le côté du lit. Assurez-vous qu’il n’y a aucun espace entre le rail et le matelas.

5. Installez le rail pivotant dans le tube pivotant.

6. Faites glisser les bagues en plastique aux extrémités de la rampe de pivotement.

7. Insérez les extensions de pied dans la rampe de pivotement.

8. Pour régler la hauteur du rail pivotant en position ouverte, alignez les trous, percez le joint et installez les goupilles de verrouillage.

DONNÉES TECHNIQUES

Consulter la Figure E.

UTILISATION DU PRODUIT

Consulter la Figure F.

⚠️ ADVERTENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA CAMA

⚠️ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ATRAPAMIENTO

Existe un riesgo de atrapamiento asociado con todas las ayudas para la movilidad junto a la cama. El atrapamiento ocurre cuando una persona queda atrapada entre la barandilla de la cama y otro objeto (ejemplo: colchón). El atrapamiento puede provocar lesiones graves o la muerte. Lea y comprenda el documento adjunto Pautas para la prevención de atrapamientos. Consulte las pautas adicionales para la prevención de atrapamientos:

www.fda.gov/bedsafety

<https://www.cpsc.gov/safety-education/safety-guides/furniture-furnishings-and-decorations/adult-bed-rails>


ANTES DE LA INSTALACIÓN, revise todas las especificaciones e instrucciones del producto para asegurarse de que sea seguro usarlo con su cama y colchón.

(a) Este producto está equipado con una correa de seguridad fijada permanentemente para instalarlo de forma segura en el marco de una cama de metal. **NUNCA retire esta correa de seguridad.**

(b) Este producto está diseñado para instalarse en una estructura de cama de metal. Nunca utilice este producto sin una estructura de cama. Nunca utilice este producto en camas ajustables.

(c) ANTES DE CADA USO, asegúrese de que no haya espacios entre el producto y el costado del colchón. Si hay un espacio, el producto se instaló incorrectamente. **Deje de usarlo inmediatamente si el producto se desplaza de su posición original, si el producto está dañado, roto o le faltan piezas.**


(d) Aumente el riesgo de atrapamiento al utilizar barandillas de cama con un colchón blando. Pruebe el colchón aplicando 5,4 kg (12 lb) de peso en el borde del colchón. Si el colchón se puede comprimir 2" (51 cm), no utilice este producto.



(e) Si el producto se utiliza en un centro de atención, siga las políticas de instalación de las instituciones. Si este producto no cumple con esas políticas, no lo instale.

(f) Al cambiar la ropa de cama, confirme siempre que el producto esté instalado correctamente según las instrucciones de instalación. Vuelva a apretar la correa de seguridad para eliminar un espacio entre el producto y el costado del colchón.

(g) Este producto no pretende ser una restricción o barrera física para salir de la cama. **NUNCA deje el riel de pivote contra la cama.**



⚠️ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ATRAPAMIENTO

NUNCA utilice el producto sin asegurarlo adecuadamente a la cama. La instalación incorrecta puede permitir que el producto se aleje del colchón, el armazón de la cama y/o la cabecera o los pies, lo que puede provocar atrapamiento y muerte.

⚠️ ADVERTENCIA

PELIGRO DE ASFIXIA, ESTRANGULACIÓN, ATRAPAMIENTO

Si el producto se instala incorrectamente o se mueve desde su posición inicial, pueden producirse espacios que pueden quedar atrapados y provocar la muerte. Las personas con enfermedad de Alzheimer, demencia u otras afecciones neurológicas, o aquellas que están sedadas, confundidas o frágiles, corren un mayor riesgo de quedar atrapadas, asfixiadas y estranguladas.

- NUNCA lo use a menos que el producto esté apretado contra el colchón, sin espacios y al menos a 12-1/2 pulgadas de la cabecera y el pie de cama.
- NUNCA lo use con niños.
- NUNCA lo use en camas para niños pequeños, literas, acuáticas, eléctricas o inflables, ni en camas con cubrecolchones o almohadillas suaves comprimibles.
- NO LO USE si el organizador de cabecera está retirado del riel.

Este producto está bajo la jurisdicción de la FDA; Para informar problemas o lesiones, llame al 1-800-332-1088.

⚠️ ADVERTENCIA

PELIGROS DE ATRAPAMIENTO, ESTRANGULACIÓN, ASFIXIA Y CAÍDAS

Los espacios dentro y alrededor de este producto pueden atrapar y matar. Personas con enfermedad de Alzheimer o demencia, o aquellas que están sedadas, confundidas o frágiles y tienen mayor riesgo de quedar atrapadas y estranguladas. Las personas que intentan trepar por encima de este producto corren un mayor riesgo de sufrir lesiones o muerte por caídas. Asegúrese siempre de que este producto esté correctamente asegurado a la cama. Si el producto puede alejarse de la cama o el colchón, puede provocar atrapamiento y muerte.

⚠️ ADVERTENCIA

PELIGROS DE ATRAPAMIENTO, ESTRANGULACIÓN, ASFIXIA Y CAÍDAS

Si la correa proporcionada no está correctamente asegurada, el producto puede moverse a una posición insegura, lo que aumenta el peligro de quedar atrapado. Consulte las instrucciones para el uso adecuado de las correas.

Si tiene preguntas sobre la seguridad o la instalación del producto, o en caso de un evento grave con este producto, comuníquese con HealthCraft al 1-888-619-9992 de inmediato. Además de comunicarse directamente con el fabricante, los consumidores deben informar los problemas a la CPSC en este sitio web: <https://www.saferproducts.gov/> o llamar al 1-800-638-2772, o a la FDA al 1-800-332-1088.

GENERAL

Gracias por elegir el Smart-Rail de HealthCraft. Lea y asegúrese de comprender las instrucciones de este manual, y guárdelo para referencia futura. Es su responsabilidad verificar que el Smart-Rail sea ensamblado, instalado y cuidado correctamente. Si no se siguen las instrucciones de este manual, podrían producirse como resultado lesiones graves o aun la muerte. Si usted no tiene los medios para realizar el trabajo que se describe, recomendamos que haga instalar el Smart-Rail por un contratista calificado. El Smart-Rail es una barandilla de cama con 2 rieles. El riel fijo sirve para ayudar con el posicionamiento en la cama. El riel pivotante se abre para ayudar a sentarse y pararse. El Smart-Rail está diseñado ÚNICAMENTE para soportar cargas verticales moderadas a fin de proporcionar apoyo para el posicionamiento en la cama y para personas con movilidad reducida. El Smart-Rail se instala entre el colchón y el somier y se fija en su lugar con una correa de seguridad. La barandilla fija es regulable en altura para adaptarse al grosor del colchón. El riel pivotante es ajustable en altura para adaptarse a la altura del usuario. El peso máximo del usuario para este producto es 300 lb/136 kg. Este producto no está diseñado para soportar todo el peso corporal. El Smart-Rail no debe utilizarse de ningún otro modo que el descrito anteriormente.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Los productos están cubiertos por una garantía limitada de por vida por defectos en los materiales y la mano de obra, en beneficio del comprador original. La garantía excluye productos que hayan sido dañados por uso incorrecto, daño accidental, alteración, desgaste normal, materiales de madera y teñido, o el uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.

Por el presente, el comprador mantiene indemne y se manifiesta de acuerdo en liberar y defender a HealthCraft Products Inc. de toda responsabilidad, reclamo (fundado o infundado), pérdida, daño, costo y gasto (incluidos, sin que esto excluya otras posibilidades, los daños derivados y las costas profesionales razonables) que resulte de la especificación, la aplicación o el uso inapropiados de los productos que aquí se describen, como también de toda omisión o negligencia por parte del comprador. HealthCraft Products Inc. no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de los servicios prestados por otros, como tampoco de la instalación defectuosa, del uso incorrecto o de la aplicación incorrecta de los bienes vendidos por HealthCraft Products Inc. HealthCraft Products Inc. no será responsable por los beneficios potenciales o los daños especiales, indirectos o derivados, ni por el costo de ninguna tarea correctiva realizada sin la previa aprobación de HealthCraft Products Inc. La responsabilidad total de HealthCraft Products Inc. en virtud del presente no será superior en ningún caso al precio de compra de los productos aquí especificados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. **Manufacturer:** HealthCraft Products Inc. 2790 Fenton Road, Ottawa, Canada, K1T 3T7. © 2024 HealthCraft Products Inc.

CONTENIDO ENTREGADO/ PIEZAS

FIGURA A.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Asa con bolsa (x1) | 8. Pata de extensión (x2) |
| 2. Tubo vertical (x1) | 9. Bujes de plástico (x2) |
| 3. Tubo vertical con collar (x1) | 10. Pasador de bloqueo para manija (x4) |
| 4. Tubo lateral (x2) | 11. Pasador de bloqueo para patas (x2) |
| 5. Tubo trasero (x1) | |
| 6. Correa de seguridad (x1) | |
| 7. Riel de pivote (x1) | |

SEGURIDAD

FIGURA B.

1. El Smart-Rail ha sido concebido para usarse cuando las ruedas de la cama están trabadas.
2. El Smart-Rail ha sido concebido ÚNICAMENTE para soportar una carga vertical moderada.
3. El Smart-Rail no ha sido concebido como apoyo lateral.
4. El Smart-Rail no ha sido concebido para soportar todo el peso de una persona.
5. El Smart-Rail no ha sido concebido para que los niños jueguen o se cuelguen.
6. El Smart-Rail no debe usarse en camas eléctricas o del tipo de cama de hospital.
7. El Smart-Rail no pretende ser una restricción o barrera física para salir de la cama. NUNCA deje el riel de pivote contra la cama.
8. El Smart-Rail está diseñado para colocarse de la siguiente manera: (A) El lado de la barandilla de la cama debe estar al menos a 12,5"/320 mm del extremo de la cama (B) La parte superior de la barandilla de la cama debe estar al menos a 4"/102,5 mm por encima de la parte superior del colchón (C) La base de la barra transversal debe estar al menos 3"/76 mm por debajo de la parte superior del colchón.
9. El carril fijo está diseñado para poder ajustarse en altura al grosor del colchón. Seleccione la posición adecuada (P) para el grosor del colchón. El riel de pivote está diseñado para poder ajustarse en altura para ayudar a ponerse de pie.

ENSAMBLADO

FIGURA C.

1. Deslice los tubos laterales sobre el tubo trasero hasta que se activen las trabas de resorte (CLICK).
2. Deslice los tubos verticales introduciéndolos en los tubos laterales hasta que se activen las trabas de resorte (CLICK); asegúrese de que el tubo de pivote esté instalado más cerca de los pies de la cama.
3. Deslice la agarradera sobre los tubos verticales.
4. Regule a la altura deseada, alinee los orificios e introduzca el pasador de seguridad.
5. SOLO P3: cubra los orificios expuestos con pasadores de bloqueo adicionales (x2)

INSTALACIÓN

FIGURA D.


1. Con el paciente en la cama, observe la posición de la cintura.
2. Deslice el barandal entre el somier y el colchón, con el tubo de pivote alineado con la cintura.
3. Pase la correa entre el barandal y el angular de hierro de la base de la cama.
4. Ajuste la correa para sujetar firmemente el barandal contra el costado de la cama. Asegúrese de que no haya espacios entre la barandilla y el colchón.
5. Instale el riel de pivote en el tubo de pivote.
6. Deslizar los bujes plásticos sobre los extremos del barandal pivotante.
7. Introducir las patas de extensión en el barandal pivotante.
8. Para ajustar la altura del riel pivotante en la posición abierta, alinee los orificios, perfora el sello e instale los pasadores de bloqueo.











DATOS TÉCNICOS

Consulte la Figura E.


UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

Consulte la Figura F.






P1 11-14" / 279-356mm




P2 13-16" / 330-406mm




P3 15-18" / 381-457mm


1




2




3




4




5




1




2




3




4




5




6






7a




8







MAX
300lbs / 136kg




FE / EVA / LDPE
1.50lbs / 0.68kg




FE / PA
0.70lbs / .32kg




FE / EVA / LDPE
0.80lbs / 0.36kg



FE / EVA / LDPE
1.25lbs / 0.57kg



FE / EVA / PA
4.10lbs / 1.86kg



FE / EVA
3.05lbs
1.38kg



FE
0.65lbs
0.29kg

